

# BTI Details Report

## Issuing CEFTA Economy

Serbia

## BTI Reference

4116/2021

## Validity Start Date

17/12/2021 01:00:00

## Validity End Date

17/12/2024 01:00:00

## Nomenclature Code

8423301000

## Justification

Основна правила за примењивање Царинске тарифе 1. (Напомена 3. уз Одељак XVI) и 6.

## Language

Српски језик

## Issuing Place

BEOGRAD

## Issuing Date

17/12/2021 01:00:00

## Goods Description

Производ тзв. „вага мешалица за процес донирања крви” димензија приближно 320 mm x 240 mm x 215 mm, маса без батерија 3,65 kg. Састоји се од следећих компоненти: кућишта израђеног од пластичне масе, LCD екрана осетљивог на додир (дијагонале 4,3 ", резолуције 480 x 272 DOTS), микропроцесора, мерне јединице, електромоторног механизма, електронског склопа у облику штампане плоче са активним и пасивним елементима, стезног затварача (clamp), светлећег прстена, звучне јединице и ротирајуће тацне. Уређај је опремљен следећим прикључцима: улаз за напајање, улаз за батерију, улаз за бар код читач (не испоручује се са уређајем) и улаз за USB.

Производ се користи током процеса прикупљања крви од донора, при чему уређај, помоћу електромеханичких нагибних покрета тацне меша крв у кеси, спречава згрушавање дониране крви и аутоматски мери масу дониране крви у грамима/ запремину у милилитрима, време трајања донирања и проток крви кроз цевчицу до кесе која се налази на тацни уређаја. Прекорачењем задате масе стезни затварач зауставља даљи прилив крви у кесу, а светлосним и звучним сигналом обавештава оператера о окончању процеса донације. Прикупљене податке о донацији крви уређај памти у својој меморији. Са машином за аутоматску обраду података повезује се преко УСБ порта или РФ модула (опционо). Осетљивост ваге је 1 % на обим мерења дониране крви од 1 ml/ gr до 999 ml/ gr.

## National Keywords